

# NEUROWERK®

diagnostic devices made in germany



Sammelanschluss DbA-A



Mini Eingangsbox EEG



etCO2 und SaO2 Erweiterung

## PRODUKTZUBEHÖR – EEG



manufactured by  
**SIGMA Medizin-Technik GmbH**

Gewerbepark Am Gruendel 2  
D-09423 Gelenau – Germany

Tel.: +49 (0) 37297 – 825 – 0  
Fax: +49 (0) 37297 – 825 – 23

[www.neurowerk.de](http://www.neurowerk.de)  
[info@neurowerk.de](mailto:info@neurowerk.de)



NG02-1000-1

**Sammelanschluss DbA-A**

Zum Anschluss von EEG-Hauben an DB26+/DB40+/DB80+, umschaltbar per Jumper für „COMBY-Cap“ und „Electro-Cap“.

Preis auf Anfrage



NG02-5003-1

**Mini Elektrodeneingangsbox EEG**

Für DB36/DB23 inkl. Anschlusskabel 25 PIN D-SUB, DIN-Buchsen.

Preis auf Anfrage



NG02-1000-40-1

**Option SaO2/etCO2**

Erweiterung für DB26+/DB40+/DB80+ mit Anschluss für SaO2-Sensor und etCO2-Modul, ohne Sensoren.

NG02-1000-40-2

**etCO2-Modul**

Zum Anschluss an DB26+/DB40+/DB80+, ohne Nasal-Adapter.

Preis auf Anfrage

# PRODUKTZUBEHÖR – EEG



manufactured by  
**SIGMA Medizin-Technik GmbH**

Gewerbepark Am Gruendel 2  
D-09423 Gelenau – Germany

Tel.: +49 (0) 37297 – 825 – 0  
Fax: +49 (0) 37297 – 825 – 23

www.neuowerk.de  
info@neuowerk.de