

NEUROWERK®


diagnostic devices made in germany



Stimulationshandgriff



Reflexhammer



Blitzbrille

PRODUKTZUBEHÖR – EMG



manufactured by
SIGMA Medizin-Technik GmbH

Gewerbepark Am Gruendel 2
D-09423 Gelenau – Germany

Tel.: +49 (0) 37297 – 825 – 0
Fax: +49 (0) 37297 – 825 – 23

www.neuowerk.de
info@neuowerk.de



NG01-1015

Stimulations-Handgriff

Ergonomischer Stimulations-Handgriff mit Intensitätseinstellung und Reizauslösung. Alle Bedienelemente sind beidseitig vorhanden.

Preis auf Anfrage



NG01-5012

Reflexhammer

24 cm lang und mit 3 m Anschlusskabel zur mechanischen Auslösung in Reflexstudien. Inkl. 3,5 mm Klinckenstecker und Adapter für BNC-Anschluss.

Preis auf Anfrage



NG01-5010

Blitzbrille

LED-Blitzbrille mit 3 m Anschlusskabel.

Preis auf Anfrage

PRODUKTZUBEHÖR – EMG



manufactured by
SIGMA Medizin-Technik GmbH

Gewerbepark Am Gruendel 2
D-09423 Gelenau – Germany

Tel.: +49 (0) 37297 – 825 – 0
Fax: +49 (0) 37297 – 825 – 23

www.neuowerk.de
info@neuowerk.de