



MagPro[®] Compact

Der Magnetstimulator für die einfache und zuverlässige Diagnostik



Vielseitigkeit in der Magnetstimulation





Kurzbeschreibung

- Konzipiert für die Diagnostik der motorischen Innervationen im zentralen und peripheren Nervensystem - in Verbindung mit EMG-Systemen
- Einfachste Bedienung durch Einsatz von Spulen mit integriertem Intensitätsregler und Triggerknopf
- Stimulation bis 5 Hz unabhängig von der Ausgangsintensität für eine komfortable Stimulationsabfolge
- Trigger Ein- und Ausgang
- Spulenauswahl (Diagnostik):
 - C100
 - MMC 140-II
 - C-B60



Technische Daten	
Maximale Frequenz	5 Hz
Wellenform	Biphasisch
Stromanschluß	230V ~ 50/60Hz
Max. Leistungsaufnahme	750VA
Abmaße: (HxBxT)	110x390x440 mm
Gewicht	20 kg
Trigger Eingang	Pulsbreite $\geq 10 \mu\text{s}$
Trigger Ausgang	Pulsbreite: $50 \mu\text{s}$



MagVenture GmbH

Schmelzerstraße 25

47877 Willich

Deutschland

Tel.: +49 (0) 2154 814 56 50

infodeutschland@magventure.com

www.magventure.com