



Doppelstativhalterung

Für NEUROWERK EEG-/EMG-Kombigeräte.




Höhenverstellbare Halterungen für TFT-Monitor



Tastatur & Maus, desinfizierbar

Für den Einsatz auf der Intensivstation.



Steckplätze für Haltearme/Stative

Zur Befestigung von EEG-/EMG-Headbox, Fotostimulator, etc.



Mit Laptop



Verschiedene Rollen und Rollengrößen

Mit verschiedenen Eigenschaften, z.B. leitfähig



Mit zusätzlichen Metallkörben/Ablagen



Mit ergonomischem Schiebegriff



Mit zusätzlichen Ablagen/Böden für Drucker



Mit zusätzlichen Schubkästen/Auszügen



Mit separatem Maus-Auszug



AUSSTATTUNGSOPTIONEN

GERÄTEWAGEN & AUSSTATTUNG



manufactured by
SIGMA Medizin-Technik GmbH

Gewerbepark Am Gruendel 2
D-09423 Gelenau – Germany

Tel.: +49 (0) 37297 – 825 – 0
Fax: +49 (0) 37297 – 825 – 23

www.neuowerk.de
info@neuowerk.de



manufactured by
SIGMA Medizin-Technik GmbH

Gewerbepark Am Gruendel 2
D-09423 Gelenau – Germany

Tel.: +49 (0) 37297 – 825 – 0
Fax: +49 (0) 37297 – 825 – 23

www.neuowerk.de
info@neuowerk.de



Typ H Der Wendige

- » Metall-/Kunststoffwagen mit 4 beweglichen Lenkrollen und Feststellbremse (Rollen: 100mm und 75mm)
- » Wagenmaße: 550mm (B), 650mm (T), 1000mm (H)*
- » Mit Schiebegriff, Ablageboden und eingebauter Steckdosenleiste, integrierter Anschluss für Potenzialausgleich
- » MBT-Aufnahme für Haltearm oder Stativ
- » Mit Halterung für Trenntransformator

OPTIONEN:

- » Mit NEUROWERK EEG- und/oder EMG-Ausstattung
- » Mit Desktop-PC oder Mini-PC mit TFT-Monitor (dreh- und schwenkbar) oder mit Laptop
- » Erweiterbar mit zusätzlichen Ablagen, Metallkörben (vorn/hinten) sowie verschiedenem Zubehör
- » Individuell und flexibel konfigurierbar



Typ M Der Ergonomische

- » Metall-/Kunststoffwagen mit 4 beweglichen Lenkrollen und Feststellbremse (Rollen: 100mm **oder** 125mm)
- » Wagenmaße: 610mm (B), 620mm (T), 884-1332mm (H)*, höhenverstellbar (stehend und sitzend nutzbar)
- » Mit Schiebegriff, Ablageboden und eingebauter Steckdosenleiste, integrierter Anschluss für Potenzialausgleich
- » MBT-Aufnahme für Haltearm oder Stativ
- » Mit eingebautem Trenntransformator

OPTIONEN:

- » Mit NEUROWERK EEG- oder EMG-Ausstattung
- » Mit Desktop-PC oder Mini-PC mit TFT-Monitor (dreh- und schwenkbar)
- » Erweiterbar mit zusätzlichen Ablagen, Metallkörben (vorn/hinten) sowie verschiedenem Zubehör
- » Individuell und flexibel konfigurierbar

Typ E Der Kompakte

- » Platzsparender Holz-/Kunststoffwagen mit 4 beweglichen Lenkrollen und Feststellbremse (Rollen: 75mm **oder** 100mm)
- » Wagenmaße: 508mm (B), 540mm (T), ab 780mm (H)*
- » Mit fest eingebautem Trenntransformator und Tastaturauszug
- » Mit Rückwand für Kabelabdeckung

OPTIONEN:

- » Mit NEUROWERK EEG- und/oder EMG-Ausstattung
- » Mit schwenkbarem Haltearm (EMG) oder Stativ-Befestigung (EEG)
- » Mit Desktop-PC und TFT-Monitor oder mit Laptop
- » Erweiterbar mit Drucker oder Schubkasten und seitlichem Metallkorb sowie verschiedenem Zubehör
- » Individuell und flexibel konfigurierbar



Typ I Der Robuste

- » Metall-/Kunststoffwagen mit 4 beweglichen Lenkrollen und Feststellbremse (Rollen: 100mm **oder** 125mm)
- » Wagenmaße: 555mm (B), 625mm (T), ab 840mm (H)*
- » Mit fest eingebautem Trenntransformator

OPTIONEN:

- » Mit NEUROWERK EEG- oder EMG-Ausstattung
- » Mit schwenkbarem Haltearm (EMG) oder Stativ-Befestigung (EEG)
- » Mit Desktop-PC und TFT-Monitor (dreh- und schwenkbar) oder mit Laptop
- » Erweiterbar mit zusätzlichen Ablagen und Schubkästen sowie verschiedenem Zubehör
- » Individuell und flexibel konfigurierbar

